

「ピットフォール研究専門委員会からの挑戦状」 Challenges from Pitfall Research Committee (PiRC)

追加情報および一部解析結果の提示

図 1 に時系列結果と精査した追加結果、表 1 に CA19-9 を他法で測定した結果と関連項目結果を提示します。これらから推測される原因を考えてください。




図1. 時系列および精査所見

表1. 各測定法における測定値の比較

60 days

CA19-9 (U/mL)			CEA (ng/mL)	DUPAN-2 (U/mL)
Eモジュール ¹⁾	ルミパルス <i>f</i> ²⁾	RIA ³⁾		
14.9	19.5	35.9	594.0	650

1) Modular Analytics E170 module :

Electrochemiluminescence immunoassay (ECLIA) (Roche Diagnostics Co., Tokyo, Japan)

2) Lumipulse *f* : Chemiluminescence enzyme immunoassay (Fujirebio Co., Tokyo, Japan)

3) Radioimmunoassay (Centocor,).